

Caractéristiques

	Contact 2	Contact 2 URO	Contact 4
Voies de stimulation	2	1	4
Voies de biofeedback	2	2	2
Voie numérique pour périphérique	OUI	OUI	OUI
Programmation de séances	OUI	OUI	OUI
Programmes	Electrothérapie générale + rééducation périnéale	Rééducation périnéale	Electrothérapie générale + rééducation périnéale
Bilans URO	OUI	OUI	OUI
Bilan et traitement neuropériphérique	OUI	OUI	OUI
Courant veineux drainage et trophicité	OUI	NON	OUI
Antalgie, renforcement musculaire ionophorèse	OUI	OUI	OUI
Reprogrammation neuro musculaire sous biofeedback	OUI	OUI	OUI
Télécommande	OUI	OUI	OUI

CE 0459 - Dispositifs médicaux conçus et fabriqués selon la directive 93/42/CEE et son amendement 2007/47/CEE par ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION
Configuration du PC requis : Processeur 1,5 GHz - RAM 512 Mo - DD 100 Go - Lecteur CD-ROM - Port USB - Windows 7 ou Windows VISTA ou Windows XP

En option :

COURANTS INTERFERENTIELS :

Les courants interférentiels ont la propriété de mieux traverser les tissus et d'atteindre les plans musculaires profonds.



MANOMETRE
numérique PHENIX 1 voie.



MANOMETRE
numérique PHENIX 2 voies.



PELVIMETRE * PHENIX
Le Pelvimètre* PHENIX est un instrument de mesure exclusif des différents paramètres fonctionnels et organiques du plancher pelvien.



DEBITMETRE PHENIX
La débitmétrie constitue une des meilleures armes thérapeutiques dans la prise en charge des dyssynergies vésico-sphinctériennes, des dysuries et des problèmes urinaires prostatiques.

VIVALTIS

ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION

Société Georges et Antoine Gannage

Saifi, Al-Arz street, Andraos building, 6th floor
Tel: 01-566758 / 9 - 01-587191 - Fax: 01-587192
P.O. Box: 16-5760 - Beirut - Lebanon
E-mail: info@gannage.com.lb

PHENIX Contact

Renforcez vos liens

avec vos patients et prescripteurs



Le PHENIX Contact 2, le PHENIX Contact 2 URO et le PHENIX Contact 4 sont des appareils de traitement informatisés qui associent l'électrostimulation et le biofeedback.

Les traitements

- Le périnée antérieur et postérieur
bilans et traitements femme - homme - enfant
- L'appareil locomoteur
traumatologie - rhumatologie - neurologie - sport
- L'appareil circulatoire
drainage et trophicité



REV 1 - Sauf erreurs typographiques, Photos et illustrations non contractuelles. Les indications techniques contenues dans cette documentation sont données à titre indicatif. VIVALTIS se réserve le droit de faire évoluer ses produits et de les améliorer sans préavis.

Entrez dans le monde PHENIX

- ✓ Biofeedback sans perturbation
La technologie « Offline » vous assure un biofeedback sans inertie et sans perturbation (même avec une prise de terre imparfaite).
- ✓ Assistance thérapeutique
Vous observez et évaluez les signes cliniques. L'assistant thérapeutique trouve les réponses et les organise en un traitement global et cohérent. Vous décidez. Vous traitez.
- ✓ Confort et efficacité de la stimulation
En supprimant le temps de latence entre l'impulsion négative et l'impulsion positive notre nouvelle technologie permet une stimulation plus confortable autorisant un meilleur recrutement musculaire.
- ✓ Interface graphique unique pour tous les PHENIX
Jusqu'à présent c'était à vous de vous adapter. Aujourd'hui PHENIX s'adapte à vos besoins en lançant l'interface graphique DAL (Design As Liberty), un seul logiciel pour piloter l'ensemble de ses produits.



La gamme PHENIX Contact se décline en 3 appareils de traitement :

- le PHENIX Contact 2 UROdestiné à ceux qui ne traitent que le périnée (antérieur et postérieur).
- le PHENIX Contact 2et le PHENIX Contact 4 destinés aux thérapeutes qui, en plus du périnée, veulent traiter l'ensemble de l'appareil locomoteur.

PHENIX Contact renforce vos liens



Plus de 30 000 thérapeutes dans le monde, en utilisant quotidiennement les appareils PHENIX, font la preuve de leur fiabilité. La gamme PHENIX Contact est riche de leur expérience.



Empreinte écologique divisée par 2

Dès la conception du PHENIX Contact nous avons pris en compte notre interdépendance avec l'environnement. Par rapport aux matériels de la précédente génération, le PHENIX Contact a une empreinte écologique divisée par 2 grâce, entre autres, à la miniaturisation des cartes électroniques et le choix de composants électroniques basse consommation.

avec vos patients

Qualité des traitements personnalisables. Chaque patient est singulier et il est important de pouvoir adapter vos traitements à chacun. Sur le PHENIX Contact tous les programmes sont modifiables rapidement et simplement.

Enregistrement des séances.

Vous enregistrez les séances de PHENIX Contact et vous ne perdez rien de l'évolution de la rééducation de votre patient qui se sent considéré et suivi.

Exercices participatifs.

La participation du patient à sa rééducation est déterminante pour la réussite de sa prise en charge. Les séances de biofeedback du PHENIX Contact sont variées, ludiques et motivantes.

avec vos prescripteurs

Informations PHENIX.

Vous investissez pour vos patients, faites-le savoir à vos prescripteurs. Pour cela nous avons inclus dans le PHENIX Contact un document imprimable informant des caractéristiques et possibilités de l'appareil. Il ne vous reste plus qu'à le diffuser.

Compte-rendu de rééducation.

Rappelez-vous à votre prescripteur ! Votre patient retourne chez son médecin traitant ? Confiez-lui un compte-rendu de rééducation édité à partir du PHENIX Contact ou adressez ce compte-rendu directement par courrier ou mail à votre prescripteur.



Biofeedback
« OFFLINE »



Polyvalence



Logiciel DAL
(Design As Liberty)